

hollucare Hawapa Gelee

Handwaschpaste, pumpbar

Zusammensetzung und Wirkung:

hollucare Hawapa Gelee ist eine lösungsmittelhaltige Handwaschpaste mit Kunststoffgranulat, für starke bis extrem starke Verschmutzungen.

Anwendungsempfehlung:

Entwickelt für den Einsatz in Schlossereien, KFZ-Werkstätten und Industriebetrieben bei starken bis extrem starken Verschmutzungen auf Basis von Farbstoffen, Pigmenten, Ruß, Lacken usw. wo Quarzsand als Abrasivum aus ärztlicher oder aus technischen Gründen nicht eingesetzt werden kann.

Anwendungsvorschrift:

2 - 4ml (1 - 2 Hübe) pro Anwendung.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen und zur Gewährleistung der Produktqualität Spenderpumpen vor Einsetzen in ein neues Gebinde sorgfältig reinigen. Dazu warmes Wasser (ca. 40°C) solange durch die Spenderpumpe drücken, bis keine Produktrückstände mehr ausgegeben werden. Spenderpumpe zusätzlich äußerlich mit warmem Wasser sorgfältig reinigen. Anschließend Restwasser vollständig aus dem Pumpkopf durch mehrmaliges Pumpen entfernen und auf vollständige Trocknung vor Einsetzen in das neue Gebinde achten. Pumpkopf gerade auf den Behälter aufsetzen und gut verschließen!

Ingredients:

Aqua, dimethylglutarate, isotridecanoethoxylat; granulater polyurethan foam; sodium laureth sulfate, glycerin, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, parfum, C.I. 19140.

Schaumverhalten: mittelstark schäumend bei der Anwendung.

Lagerhinweis: Das Produkt kann im Temperaturbereich von + 5 bis + 40° C gelagert werden.

Gebinde: Art.Nr. 389 4 x 3 lt Behälter im Karton

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften! 1T403